

日興商会からの
ご提案!

毎日の健康管理に! 指先で血中酸素ウェルネス!

- 血中酸素飽和度
- 脈拍数機能
- カウンター機能
- ストップウォッチ機能



HEALTH MANAGEMENT DEVICE OXINAVI オキシナビ



ワンタッチ操作で
血中酸素飽和度と脈拍数を測定します!

どれくらいが標準※? ※一般に言われている基準です。

血中酸素飽和度とは?
血中酸素飽和度とは血液中の酸素の量の事で SpO2 と呼ばれています。値は%で表し血液内の酸素の濃度が満タんだと100%、標準値で96~99%とされています。


血中酸素飽和度
標準値は96~99%^{*}とされています。
※日本呼吸学会 HP より

脈拍数
一般成人 60~100^{*} (安静時)
※千葉県医師会公表資料より

ご不安な方は専門の病院などでご相談ください。

※画像はイメージです。※仕様については変更する可能性があります。

- 【仕様】**
- 測定方法: 2波長分光測定法
 - 測定範囲: 酸素飽和度 70~100%
 - 脈拍数: 30~250 B P M
 - 測定精度: 酸素飽和度 70~100%±2%
 - 脈拍数: ±2%または±2拍分
 - 使用温湿度: 5~40℃/15~80% R H
 - 保存温湿度: -10~40℃/10~80% R H
 - 本体サイズ: 約W64×D39×H37 (mm)
 - 本体重量: 43g (バッテリー含まず)
 - 電源: 単4型 1.5V×2本 (別売り)



東亜産業
HEALTH MANAGEMENT DEVICE
OXINAVI (オキシナビ)
TOA-OXINV-001

売価 3,300 円 (税込)
(税別価格3,000円)

注意事項

血中酸素ウェルネス機能は、一般的な健康維持のみを目的としたものであり、医療目的で使用したり、判断したりするためのものではありません。質問や健康上の問題がある場合は、医療の専門家に必ず相談してください。
*本製品はスポーツ用品・ウェルネス機器であり、医療機器ではありません。

その他、おすすめ商品はこちら!

PC・スマートフォンから

<https://nikko.bungclub.co.jp/product/>

日興商会おすすめ商品一覧 検索



最新情報をお届け! =>=>=>
メルマガ登録はこちら!

<https://nikko.smtg.jp/public/application/add/37>



NIKKO 創オフィス・拡コミュニケーション

株式会社日興商会 **ぶんぐ倶楽部**

本 社 ● 〒660-0892 尼崎市東難波町5丁目10番30号 Tel.06・6487・1425 Fax.06・6487・1429

尼崎地区 ● 06・6487・1431	C S 課 ● 06・6487・1435	大阪東支店 ● 06・6743・0380	京都支店 ● 075・643・4550	加古川支店 ● 079・432・8881	新宿支店 ● 03・5225・6321
伊丹地区 ● 06・6487・1434	S S 課 ● 06・6487・1405	八尾支店 ● 072・922・3825	滋賀支店 ● 077・553・9311	姫路支店 ● 079・235・5888	名古屋支店 ● 052・759・4443
淀川地区 ● 06・6487・1437	大阪北支店 ● 06・6330・7321	堺支店 ● 072・221・5353	神戸支店 ● 078・881・2451	東京支店 ● 03・3621・1331	広島支店 ● 082・273・2090
西宮地区 ● 06・6487・1440	大阪中央支店 ● 06・4397・3211	高槻支店 ● 072・675・5631	神戸西支店 ● 078・578・5931	品川支店 ● 03・3492・5010	鳥取営業所 ● 0857・52・5211
技術サービス課 ● 06・6487・1442	大阪西支店 ● 06・6555・9966				

No.80-065