

熱中症対策に、もしもの備えを

その場に**AED**はありますか？



熱中症は、重症化すると意識障害や心停止に至る可能性があります。
水分・休憩・WBGT（暑さ指数）対策に加えて、**AEDの備え**まで
整えておくと安心です

まず整えたい3つの備え

1 暑さ対策の徹底

水分・塩分補給、休憩、
WBGT（暑さ指数）確認、
空調環境の整備

2 胸骨圧迫の初動体制

倒れた直後から周囲の人が
迷わず対応できる体制づくり

3 AEDを5分以内に


要請～持参～使用までを
見据えた適正配置が重要

なぜ「備え」が大切なのか

AED利用で救命率が大幅に向上！

総務省消防庁「令和7年版 救急・救助の現況」より引用

● AED使用による救命率 （1ヶ月後社会復帰率）



総務省消防庁 統計資料（令和7年版）より引用

突然の心停止から救命するためにできること

①

119番通報

②

胸骨圧迫
（心臓マッサージ）

③

AEDによる電気
ショック

119番通報をして待つだけでは3.7%の人しか救命できません。胸骨圧迫をすることで約3倍、AEDを使用することで、約半数の人を救えます。

AED利用率はまだ**5.2%**と低い

項目	人数
一般市民により目撃された心肺機能停止の症例数	27,769人
一般市民が心肺蘇生を実施した傷病者数	16,728人(60%)
一般市民が除細動を実施した傷病者数	1,449人(5.2%)

AEDを設置するだけでなく、**CPR講習**による利用者の教育も必要です。


大切な社員・来訪者の命を守るだけでなく、
会社への復帰（社会復帰）につながる備えになります。

※WBGT（Wet Bulb Globe Temperature）＝気温・湿度・輻射熱から算出する熱中症の危険度を示す指標
出典：総務省消防庁『令和7年版 救急・救助の現況』、添付ベース資料をもとに再構成


熱中症対策としてのAED設置のご提案

幅広い現場で“見える安全対策”に

オフィス・工場・倉庫・学校・福祉施設・営業拠点に



工場・倉庫



建設・工事



学校・塾



福祉・介護



オフィス・本社



営業・外勤

4つのメリット

安全確保

従業員・来訪者・
利用者の命を守る

法対応

熱中症対策強化の
流れに沿った備え

BCP

緊急時の初動体制
づくりに活用

信頼向上

“安全に配慮している
会社”に見える化

導入だけで終わらせない — 講習・運用まで含めて“使えるAED”に

適正配置

要請を受けた人がAEDを持って
直行する体制なら、片道2分の
配置で5分以内の電気ショックが
可能。

CPR講習サービス

119番通報から胸骨圧迫・電気
ショックまで、一連の流れをやさしく
学べる訪問講習。

運用サポート

電極パッド・バッテリーの有効期限
管理、日常点検など、使用可能
な状態の維持を支援。

※消耗品お届けサービスプラン（オプション）など
※リモート監視システム など

厚生労働省「AEDの適正配置に関するガイドライン」設置推奨施設

人が多く集まる場所にはAED設置が推奨

- ✓ 駅・空港・長距離バスターミナル・高速道路サービスエリア・道の駅
- ✓ 旅客機、長距離列車等の長距離輸送機関
- ✓ スポーツジムおよびスポーツ関連施設
- ✓ デパート、スーパー、飲食店などを含む大規模な商業施設
- ✓ 多数集客施設
- ✓ 市役所、公民館、市民会館等の比較的規模が大きな公共施設
- ✓ 交番、消防署等の人口密集地域にある公共施設
- ✓ 高齢者のための介護・福祉施設
- ✓ 学校（小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校等）
- ✓ 会社、工場、作業所
- ✓ 遊園施設
- ✓ 大規模なホテル・コンベンション
- ✓ その他
一次救命処置の効果的実施が求められるサービス
島しょ部および山間部など遠隔地・過疎地、山岳地域など救急隊や医療の提供までに時間を要する場所

設置が求められる施設

心停止が多く発生し、目撃されやすく、救助を得られやすい場所、目印となる施設

駅、空港、大規模商業施設、アミューズメント施設、
ホテル、市役所などの公共施設、学校、会社・工場、
コンビニエンスストア、ドラッグストア、薬局 等

高齢者や疾患を持っている人が多く
利用する施設（介護福祉施設 等）

スポーツ施設（スポーツジム、グラウンド、
プール、海水浴場、球場、ゴルフコース、
マラソン大会、学校における運動施設 等）



救急隊到着までに時間を要する場所

離島、山間部の施設、旅客機、列車、旅客船などの長距離輸送機関 等



日本AED財団「AEDの効果を最大限引き出すための設置・配置」より引用

厚生労働省HP 一般社団法人日本救急医療財団「AEDの適正配置に関するガイドライン」より引用

熱中症対策を“設備・教育・運用”まで広げ、現場で本当に使える安全対策へ

CPR（心肺蘇生法）講習サービス

救命スキル向上 — インストラクター訪問型の実技講習プログラム

累計受講者
27万人超

累計実施
21,275回

訪問講習
全国対応

講習時間
60分 /20名

いざという時に、すぐに駆けつけ正しく一次救命処置を施すために、実技を含めた講習を定期的に受講することをお勧めしています。



● 概要

AEDの操作を含む一次救命処置（CPR：心肺蘇生法）を指導するサービス。インストラクターがお客様先へ訪問して、119番通報から人工呼吸・胸骨圧迫・電気ショックまで一連の流れを指導いたします。

● 講習の流れ — 5つのステップで救命処置を習得

STEP

1

状況確認

安全確認・意識と呼吸の確認

STEP

2

119番通報

通報とAED要請の手順

STEP

3

胸骨圧迫

正しい深さ・テンポで心臓マッサージ

STEP

4

AED操作

パッド装着から電気ショックまで

STEP

5

質疑応答

現場の疑問を解消



● サービス概要

CPR講習サービス

- ✓ 60分・20名まで
- ✓ インストラクターが機材持参で訪問
- ✓ JRC蘇生ガイドライン2020準拠
- ✓ オートショックAED対応

※講習機材はインストラクターが用意いたします。
※詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。

訪問型実技講習プログラム

- ✓ 全国どこでも訪問（片道80km超は別途交通費）
- ✓ 年間講習スケジュールを本部一括で策定
- ✓ スタッフ入替時期に合わせた定期講習

JRC蘇生ガイドライン2020では、BLSトレーニング後、3～12か月以内に技能が低下するエビデンスが示され、心停止に遭遇する者はより頻回の再トレーニングを考慮することが提案されています。

定期的なCPR講習で救命スキルを維持し、熱中症対策に備えましょう

最適なAEDラインナップをご提案いたします

製造販売元：旭化成ソールメディカル株式会社

ZOLL AED Plus



- CPRフィードバック機能により、質の高い胸骨圧迫（CPR）へ誘導
- 長寿命の一体型電極パッドの採用

5年間AED使用時でも消耗品を供給する
「安心パック付きモデルをご用意。」
※病院・消防機関には販売できません。

販売名：ZOLL AED Plus 半自動除細動器
医療機器承認番号：22200BZ100015000
型番：ZOLL AED Plus
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

商品CD	2486V211 2892V437 :安心パック 2892V470 :介護パック 3270V888 :WS 3270V889 :WS 安心パック 3270V890 :WS 介護パック
価格	オープン価格
サイズ	W241×H133×D292mm
重量	約3.1Kg (パッド、バッテリーを含む)

付属品	①ソフトケース×1 ②CPR Uni-padz除細動パッド×1 ③バッテリー×2 ※WSEモデルは1組 ④救急セット×1 ⑤操作説明DVD×1 ⑥設置ステッカー×2
-----	---

ZOLL AED3



- CPRフィードバック機能搭載
- 長寿命の一体型電極パッド、バッテリーパックの採用
- 未就学児モード切替ボタン搭載
- カラー液晶ディスプレイ搭載

5年間AED使用時でも消耗品を供給する
「安心パック付きモデルをご用意。」
※病院・消防機関には販売できません。

販売名：ZOLL AED 3 自動体外式除細動器
医療機器承認番号：30100BZ100003000
型番：ZOLL AED 3
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

商品CD	3987V266 3987V267 :安心パック 3987V268 :DS 3987V269 :DS 安心パック
価格	オープン価格
サイズ	W236×H127×D247mm
重量	約2.5kg (パッド、バッテリーを含む)

付属品	①ソフトケース×1 ②CPR Uni-padz III×1 (小学生～大人/未就学児兼用:救急セット付) ③バッテリーパック×1 ④操作説明DVD×1 ⑤設置ステッカー×2
-----	---

ZOLL AED3オートショック



- オートショックAED
- CPRフィードバック機能搭載
- 長寿命の一体型電極パッド、バッテリーパックの採用
- 未就学児モード切替ボタン搭載
- カラー液晶ディスプレイ搭載

5年間AED使用時でも消耗品を供給する
「安心パック付きモデルをご用意。」
※病院・消防機関には販売できません。

販売名：ZOLL AED3オートショック自動体外式除細動器
医療機器承認番号：30400BZ100001000
型番：ZOLL AED 3AT
高度管理医療機器 (クラスⅢ) / 特定保守管理医療機器

商品CD	4624V473 4624V474 :安心パック 4756V725 :DS 4756V726 :DS 安心パック
価格	オープン価格
サイズ	W236×H127×D247mm
重量	約2.5kg (パッド、バッテリーを含む)

付属品	①ソフトケース×1 ②CPR Uni-padz III×1 (小学生～大人/未就学児兼用:救急セット付) ③バッテリーパック×1 ④操作説明DVD×1 ⑤設置ステッカー×2
-----	---

・WSモデル：セルフテスト実施が週1回のモデル。セルフテスト週1回によりバッテリー消耗を抑えることができるため使用期限が「5年間」となります。※AED未使用の場合。
・DSモデル：自動で行われる機器のセルフテストを「毎日1回」実施します。※セルフテスト回数が多くなるため、バッテリー使用期限が「3年間」となります。

製造販売元：日本光電工業株式会社

カルジオライフ AED-3100



販売名：自動体外式除細動器 AED-3100 カルジオライフ
医療機器承認番号：22700BZX00187000
型番：AED-3100CSET
高度管理医療機器/特定保守管理医療機器

商品CD	2969V481
価格	オープン価格
サイズ	W206×H97×D252mm
重量	約2.3kg (パッド、バッテリーパックを含む)

AED-3200



販売名：自動体外式除細動器
AED-3200シリーズ AED-3200/AED-3201
医療機器承認番号：30700BZX00003000
型番：AED-3200CSET
高度管理医療機器/特定保守管理医療機器

商品CD	4728V402
価格	オープン価格
サイズ	W206×H97×D252mm
重量	約2.3Kg (パッド、バッテリーパックを含む)

カルジオライフ AED-3150



販売名：自動体外式除細動器 AED-3100シリーズ
カルジオライフ AED-3150
医療機器承認番号：22700BZX00187000
型番：AED-3150CSET
高度管理医療機器/特定保守管理医療機器

商品CD	3612V304
価格	オープン価格
サイズ	W206×H97×D252mm
重量	約2.4Kg (パッド、バッテリーパックを含む)

AED-3250



販売名：自動体外式除細動器 AED-3200シリーズ
医療機器承認番号：30400BZX00003000
型番：AED-3250CSET
高度管理医療機器/特定保守管理医療機器

商品CD	4579V478
価格	オープン価格
サイズ	W206×H97×D252mm
重量	約2.4Kg (パッド、バッテリーパックを含む)



- -5℃でも操作が可能なAED
- モード切替スイッチで幅広い年代に対応が可能
- 電極パッドの使用期限をアラーム音でお知らせ



- 3.5型 高輝度カラー液晶
- 防塵・防水機能IP66
- 録音機能搭載救助中、周囲の音声を録音

付属品 ①キャリングバッグ×1 ②使い捨て除細動パッドP-740×2 ③バッテリーパックSB-310V×1 ④レスキューキットYZ-043H3×1 ⑤設置ステッカー×1

※1：設置位置、電圧状況等により、AED Linkage（F-E-T監視サービス）を利用できない場合があります。

いざという時に人々の安全を守るための備えを整えましょう

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。製造販売業者または販売業者が、設置者の保守管理の手間を軽減する独自のサービスをご用意しております。お客様の都合に合わせて、これらを利用し、いつでもAEDが使える状態にしておいてください。

■AEDを設置した際には、AED管理者の推奨する保守点検を実施するとともに、AEDの常時使用可能な状態の確認をしてください。電極パッド、バッテリーの使用期限の確認、および期間内の交換の実施を確実に行ってください。（電極パッドは使い捨てのため、再使用は禁止されております。） ■製品に同梱された表示ラベルは、電極パッド、バッテリー等の消耗品の使用期限がわかるように本体またはキャリングケース、キャビネット等のわかりやすい位置に設置してください。表示ラベル等が添付されていない場合は、販売業者へ連絡してください。 ■以下の場合は管理者が製造販売業者へ連絡してください。 ◇不測の事態が発生したとき ◇譲渡するとき（医療販売許可を有する業者に限り） ◇廃棄するとき ■未就学児に対する成人用（標準）モードでのAEDの使用は、小児用パッドあるいは小児モードを備えたAEDが近くにないなど、やむを得ない場合に限り使用してください。また、未就学児に使用するためには、2枚のパッドが貼れ合わないよう特に注意してください。 ■添付文書を必ずお読みください。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。



AED ホームページ：

AED商品情報

AED キヤノン

検索



販売元 **Canon** キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6 CANON S TOWER

●お求めは信用のある当社で

NIKKO

創オフィス・拡コミュニケーション



株式会社 **日興商会**

本社 〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5丁目10番30号
TEL：06-6487-1421 FAX：06-6482-0841

2026年5月現在